

Clearblue

DIGITAL RASKAUSTESTI

mukana VIIKKONÄYTTÖ
Osoittaa hedelmöitymisajankohdan

- ✓ Jos teet testin aikaisintaan kuukautisten odotettuna alkamispäivänä, voit tehdä testin mihin tahansa kellonaikaan.
 - ✓ Jos teet testin ennen kuukautisten odotettua alkamispäivää, käytä aamuvirtsaa.
 - ✓ Jotta hedelmöitymisilmaisimen tulos olisi tarkka, sinun on käytettävä aamuvirtsaa.
 - ✓ Älä juo runsaasti nestettä ennen testiä.
- Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen testin tekemistä.**

VAIHE 1 Tee testi

Kun olet valmis tekemään testin, poista testipuikko suojakääreestä ja irrota sininen tulppa. Käytä testipuikko välittömästi.

JOKO

Tee testi virtsasuihkusta

- Pidä näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna virtsasuihkussa **vain 5 sekunnin ajan**.
- Huolehdi, että testipuikon muut osat eivät kastu.
- Laita tulppa halutessasi takaisin paikalleen, ja aseta testipuikko vaakatasoon.

5 SECONDS



TAI

Kerää virtsanäyte puhtaaseen ja kuivaan astiaan

- Pidä näytteenottopäätä alaspäin suunnattuna virtsassa kuvan mukaisesti **vain 20 sekunnin ajan**.
- Älä koskaan pidä testipuikon näytteenottopäätä ylöspäin suunnattuna missään testin vaiheessa.

20 SECONDS



Älä **koskaan** pidä testipuikon näytteenottopäätä ylöspäin suunnattuna missään testin vaiheessa.



VAIHE 2 Odot...

- Odotussymboli vilkkuu ja osoittaa, että testi on käynnissä.



- Kun odotussymboli lakkaa vilkkumasta, tulos tulee näyttöön. Jos odotussymboli ei tule näyttöön testin tekemisen jälkeen, katso kysymys 6 kohdassa "Kysymyksiä ja vastauksia".

VAIHE 3 Lue tulos

Digital Clearblue-raskaustestissä on viikkonäyttö, joka osoittaa arvioidun hedelmöitymisajankohdan. Tämä tieto näkyy näytössä tuloksen "raskaana" kanssa.

- Tulos tulee näyttöön **3 minuutin** kuluessa.
- Tulos "Raskaana" voi tulla näyttöön **ennen** hedelmöitymisilmaisimen tulosta. **Odot** viikkonäyttö tulosta, kunnes odotussymboli lakkaa vilkkumasta. Tämä voi kestää jopa 3 minuuttia.
- Joissakin tapauksissa tulos voi tulla näyttöön jo 1 minuutissa.
- Tulos pysyy näytössä noin 24 tunnin ajan.
- Jos saat tuloksen "Raskaana", käy lääkärissä. Lääkäri neuvoo, mitä sinun pitää tehdä seuraavaksi. Lääkäri laskee raskauden keston viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä. Hedelmöityminen tapahtuu kahden viikon kuluessa kuukautisten alkamisesta kierron pituuden mukaan. Viikkonäyttö osoittaa arvioidun hedelmöitymisajankohdan.
- Viikkonäyttö tunnistaa hedelmöitymisajankohdan 92-prosenttisella tarkkuudella. Arvio perustuu hCG-raskaushormonin (istukkagonadotropiinin) pitoisuuteen virtsassa. HCG-pitoisuus vaihtelee eri naisilla, ja siksi on mahdollista, että viikkonäyttö saattaa joskus antaa harhaanjohtavia tuloksia. Tuloksen "Raskaana" tai "Ei Raskaana" varmuus on yli 99 %, kun testi tehdään aikaisintaan kuukautisten odotettuna alkamispäivänä.

Tulosten tulkitseminen

Tulokset	Hedelmöitymisestä kulunut aika	Lääkärin määrittämä raskauden alkamisajankohta (kun kierto on 28 päivää)*
	Tuloksesi on "Ei Raskaana" Katso kysymys 12 kohdassa "Kysymyksiä ja vastauksia".	-
	Tuloksesi on "Raskaana" ja hedelmöityminen tapahtui noin 1-2 viikkoa sitten.	3-4 viikkoa
	Tuloksesi on "Raskaana" ja hedelmöityminen tapahtui noin 2-3 viikkoa sitten.	4-5 viikkoa
	Tuloksesi on "Raskaana" ja hedelmöityminen tapahtui yli 3 viikkoa sitten.	5+ viikkoa

*Lääkäri määrittää raskauden alkamisajankohdan viimeisten kuukautisten ensimmäisen päivän mukaan, ei hedelmöitymisajankohdan mukaan.

Kysymyksiä ja vastauksia

Lue tämä kohta, jossa on vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin.

Testin virheet

Lue kohta "Testin virheet", jos olet käyttänyt testipuikkoa eikä näytössä näy mitään tällä sivulla kuvatuista tuloksista.